

Массажная подушка для спины CleverCare Back Pleasure - универсальный массажер для поясницы, плеч, икр и ног с подогревом.

Массажер состоит из двух частей: подушка с роликами с управлением через пульт и валик с грушей для надувания.

Подушка обладает следующим функционалом: расслабление мышц, снимает усталость и напряжение, улучшает и стимулирует циркуляцию крови.

Два магнита в валике обеспечивают магнитотерапию, а сам валик помогает растянуть позвоночник.

Технические характеристики

Длительность сеанса: таймер 15 минут

Количество предустановленных режимов: 3

Количество скоростей: 3

Питание: от сети, 12V-2A

Напряжение: 100-240V - 0.5A, 50/60Гц

Мощность, Вт: 24

Вес нетто: 1,35кг

Вес брутто: 1,70кг

Комплектация

роликовая подушка с пультом, валик с грушей для надувания, адаптер, инструкция

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Пульт управления



Кнопка
вкл/выкл

Кнопка
выбора
режима

Кнопка
смены направления
движения роликов

Кнопка
регулировки
скорости

Кнопка
энергосберегающего
режима

Кнопка
вкл/выкл
подогрева

Кнопка вкл/выкл

Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить массажер.

Автоматическое отключение массажера через 15 минут.

Кнопка выбора режима

Коротким нажатием на эту кнопку выберите 1 из 3 предустановленных режимов массажа.

Во время любого из 3 режимов можно регулировать подогрев, направление движения роликов и скорость.

Кнопка смены направления движения роликов

Короткое нажатие на эту кнопку позволит поменять направление движения роликов.

Кнопка регулировки скорости

Коротким нажатием на эту кнопку выберите 1 из 3 скорость массажа.

Кнопка энергосберегающего режима

Нажав на эту кнопку, уменьшится температура нагрева, что позволит продлить срок службы массажной подушки.

Кнопка включения/выключения подогрева

Коротким нажатием включите или выключите подогрев.



Отрегулируйте высоту валика, положите его под поясницу или под шею и растянитесь.

Меры предосторожности:

- Не подключайте массажер к питанию влажными руками.
- Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
- Не используйте массажер во время сна.
- После еды в течение 30 минут нельзя пользоваться массажным аппаратом
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.
- Никогда не используйте данное устройство при болях в области спины.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, выпадение межпозвоночных дисков, переломы ног;
- используете кардиостимулятор или у вас имплантированные медицинские устройства в стопах;
- проходите реабилитацию после операции.

Уход и хранение:

- Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
- Не используйте для чистки массажера бензол, разжигающее вещество или другие агрессивные растворители.
- Если массажер не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока, убрать в коробку и поместить в сухое, проветриваемое место.
- Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте оборудование при свете.



Инструкция по эксплуатации

Массажная подушка для спины CleverCare Back Pleasure

Артикул CC-955BP



t.me/clevercare_beauty



vk.com/clevercare



clevercare.ru

CleverCare. Feel your beauty

Благодарим Вас за приобретение продукции CleverCare. Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.